

MOBA

Le bain thermorégulé transportable

La version mobile des bains DUO, pour vos essais et incubations hors du laboratoire, ou pour s'équiper d'une thermorégulation performante quand la place manque.

Comme DUO, il se pilote via le logiciel et l'interface NASKA, avec les mêmes fonctionnalités.

12

flacons de
250 à 350 mL

2

valises de
transport

$\pm 0,20$ °C

précision de
régulation



— CONCEPTION

Deux éléments, deux valises

- ✓ Une cuve pouvant contenir 12 flacons de 250 à 350 mL
- ✓ Une unité de thermorégulation

Les deux éléments voyagent dans des valises renforcées, conçues spécialement pour MOBA, qui les protègent lors des déplacements. Les incubations hors laboratoire se déroulent ainsi dans les mêmes conditions expérimentales qu'au laboratoire.

— LES POINTS FORTS



Transportable

Reproduisez vos essais in situ grâce aux deux valises dédiées. Sa petite taille équipe aussi les laboratoires où un DUO serait trop encombrant.



Logiciel éprouvé

Avec NASKA, réglez précisément la température et programmez des profils en fonction du temps ou du pH.



Installation simplifiée

Une connectique simple : un raccordement à une arrivée d'eau de conduite suffit.

— CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOBA en détail

RÉFÉRENCE STANDARD	DIMENSIONS (L × L × H)	POIDS
MOBA_CE	Cuve : 300 × 300 × 300 mm Colonne : 420 × 250 × 650 mm	Valise 1 : 25 kg Valise 2 : 15 kg

Alimentation	220 V AC / 2 500 W
Connectique	Arrivée d'eau sur connecteur plomberie 15-21, sortie raccordée à l'égout. Refroidissement à 4 °C possible avec une boucle d'eau glacée.
Précision de régulation	± 0,20 °C
Plage de régulation	de + 4 °C à + 55 °C
Capacité de la cuve	12 flacons de 250 à 350 mL
Sécurité	Protections électriques et anti-surchauffe, actives et passives
Transport	Dans ses valises à roulettes
Environnement	Laboratoire classique (environ 20 °C et 60 % d'humidité)
Normes	CE (UL sur demande)

MOBA ou DUO ?

MOBA reprend les fonctionnalités de DUO dans un format mono-cuve et transportable. Pour un poste fixe à forte capacité (16 flacons, deux bains), préférez DUO.



Démonstration

MOBA se déplace : nous pouvons vous le présenter directement dans votre laboratoire.